

PUBLIÉ LE 12/07/2024 - MIS À JOUR LE 19/06/2025

# Paliperidone Biogaran, suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie - [palipéridone]

	Fla annia annia a	

Rupture de stock 21/06/2024

### DCI

Palipéridone

## **Indications**

Palipéridone Biogaran est indiqué dans le traitement d'entretien de la schizophrénie chez les patients adultes stabilisés par la palipéridone ou la rispéridone.

Chez les patients adultes sélectionnés atteints de schizophrénie et ayant précédemment répondu à la palipéridone ou à la rispéridone orale, Palipéridone Biogaran peut être utilisé sans stabilisation préalable par un traitement oral si les symptômes psychotiques sont légers à modérés et si un traitement injectable à action prolongée est nécessaire.

# Laboratoire exploitant

Biogaran

# Observations particulières

- Rupture de stock des spécialités Paliperidone Biogaran, suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie
- Remise à disposition normale indéterminée

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de présenver les trocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament nat les diverses les surfaces des dispositions des médicament nat les diverses des dispositions des dispositions des dispositions des dispositions des dispositions de la communication des destructions de la communication del