

Paliperidone Biogaran, suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie - [palipéridone]

Rupture de stock 21/06/2024

DCI

Palipéridone

Indications

Palipéridone Biogaran est indiqué dans le traitement d'entretien de la schizophrénie chez les patients adultes stabilisés par la palipéridone ou la rispéridone.

Chez les patients adultes sélectionnés atteints de schizophrénie et ayant précédemment répondu à la palipéridone ou à la rispéridone orale, Palipéridone Biogaran peut être utilisé sans stabilisation préalable par un traitement oral si les symptômes psychotiques sont légers à modérés et si un traitement injectable à action prolongée est nécessaire.

Laboratoire exploitant

Biogaran

Observations particulières

- Rupture de stock des spécialités Paliperidone Biogaran, suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie
- Remise à disposition normale indéterminée

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les autres États membres de l'Union européenne ont été suspendues à compter du 21 juin 2024. Cette mesure est prise en application de la réglementation relative à la gestion des ruptures de stock de médicaments et des dispositions des articles L. 5121-90 et L. 5121-91 du Code de Santé Publique et respectées jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.