

PUBLIÉ LE 12/07/2024

Paliperidone Biogaran, suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie - [palipéridone]

Tension d'approvisionnement 21/06/2024

DCI

Palipéridone

Indications

Palipéridone Biogaran est indiqué dans le traitement d'entretien de la schizophrénie chez les patients adultes stabilisés par la palipéridone ou la rispéridone.

Chez les patients adultes sélectionnés atteints de schizophrénie et ayant précédemment répondu à la palipéridone ou à la rispéridone orale, Palipéridone Biogaran peut être utilisé sans stabilisation préalable par un traitement oral si les symptômes psychotiques sont légers à modérés et si un traitement injectable à action prolongée est nécessaire.

Laboratoire exploitant

Biogaran

Observations particulières

- Tension d'approvisionnement des spécialités Paliperidone Biogaran, suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie pour les dosages 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg et 150 mg
- Distribution contingentée sur le marché de ville
- Remise à disposition normale indéterminée

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les autres États membres de l'Union européenne en France sont temporairement interdites, conformément à la qualification de médicament à tension d'approvisionnement continue et appropriée du marché national, publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L. 5121-31 du Code de la Santé Publique et respectées jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.