

Furosémide Teva 500 mg, comprimé sécable - [furosémide]

Tension d'approvisionnement 15/07/2024

DCI

Furosémide

Indications

- Insuffisance rénale chronique avant le stade de l'hémodialyse (clairance de la créatinine \geq 5 mL/min) : hypertension artérielle ou rétention hydrosodée ;
- Insuffisance rénale chronique au stade de l'hémodialyse avec diurèse résiduelle faible : maintien d'une diurèse normale, confort diététique accru (boissons) ;
- Syndrome néphrotique avec rétention hydrosodée de 3 à 4 kg ;
- Encéphalopathie hypertensive.

Laboratoire exploitant

Teva Santé

Observations particulières

- Tension d'approvisionnement de la spécialité Furosémide Teva 500 mg, comprimé sécable (boîte de 30 comprimés)
- Distribution contingentée en ville
- Remise à disposition normale prévue début mai 2025

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les distributeurs en France est soumise, à compter du 15/07/2024, à la réglementation de l'ANSM relative à la distribution de médicaments en France. Cette mesure d'intervention de l'ANSM en dehors du territoire national, au titre des articles L. 5122-30 et L. 5124-173 du Code de Santé Publique, est appliquée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.