

# Xeplion, suspension injectable à libération prolongée – [palipéridone]

PUBLIÉ LE 19/07/2024 - MIS À JOUR LE 05/03/2025

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 18/07/2024

## DCI

Palipéridone

## Indications

- Xeplion est indiqué dans le traitement d'entretien de la schizophrénie chez les patients adultes stabilisés par la palipéridone ou la rispéridone ;
- Chez les patients adultes sélectionnés atteints de schizophrénie et ayant précédemment répondu à la palipéridone ou à la rispéridone orale, Xeplion peut être utilisé sans stabilisation préalable par un traitement oral si les symptômes psychotiques sont légers à modérés et si un traitement injectable à action prolongée est nécessaire.

## Laboratoire exploitant

Janssen Cilag

## Observations particulières

- Tension d'approvisionnement des spécialités Xeplion, suspension injectable à libération prolongée pour les dosages 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg et 150 mg
- Distribution contingentée sur le marché de ville
- Remise à disposition normale indéterminée

*Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes- répartiteurs vers l'étranger ou aux distributeurs en gros à l'exportation est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).*

*Cette mesure d'interdiction doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.*