

Xeplion, suspension injectable à libération prolongée - [palipéridone]

Tension d'approvisionnement 18/07/2024

DCI

Palipéridone

Indications

- Xeplion est indiqué dans le traitement d'entretien de la schizophrénie chez les patients adultes stabilisés par la palipéridone ou la rispéridone ;
- Chez les patients adultes sélectionnés atteints de schizophrénie et ayant précédemment répondu à la palipéridone ou à la rispéridone orale, Xeplion peut être utilisé sans stabilisation préalable par un traitement oral si les symptômes psychotiques sont légers à modérés et si un traitement injectable à action prolongée est nécessaire.

Laboratoire exploitant

Janssen Cilag

Observations particulières

- Tension d'approvisionnement des spécialités Xeplion, suspension injectable à libération prolongée pour les dosages 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg et 150 mg
- Distribution contingentée sur le marché de ville
- Remise à disposition normale indéterminée

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les pharmaciens de ville de la région Île-de-France ont été suspendues à compter du 18 juillet 2024. Cette mesure a été prise en vertu de l'article L. 5121-30 et de l'article R. 5121-41 du Code de la Santé Publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et R. 5121-41 du Code de la Santé Publique 2016-41. Cette mesure sera levée dès que les stocks disponibles seront suffisants pour assurer le besoin des patients. La mise à disposition normale du médicament sera assurée dès que les stocks disponibles seront suffisants pour assurer le besoin des patients. Cette mesure sera levée dès que les stocks disponibles seront suffisants pour assurer le besoin des patients. Cette mesure sera levée dès que les stocks disponibles seront suffisants pour assurer le besoin des patients.