

Xeplion, suspension injectable à libération prolongée - [palipéridone]

Tension d'approvisionnement 18/07/2024

DCI

Palipéridone

Indications

- Xeplion est indiqué dans le traitement d'entretien de la schizophrénie chez les patients adultes stabilisés par la palipéridone ou la rispéridone ;
- Chez les patients adultes sélectionnés atteints de schizophrénie et ayant précédemment répondu à la palipéridone ou à la rispéridone orale, Xeplion peut être utilisé sans stabilisation préalable par un traitement oral si les symptômes psychotiques sont légers à modérés et si un traitement injectable à action prolongée est nécessaire.

Laboratoire exploitant

Janssen Cilag

Observations particulières

- Tension d'approvisionnement des spécialités Xeplion, suspension injectable à libération prolongée pour les dosages 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg et 150 mg
- Distribution contingentée sur le marché de ville
- Remise à disposition normale indéterminée

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les distributeurs de ce médicament sont suspendues à compter du 18 juillet 2024. En outre, les dispositions des articles L. 5121-90 et L. 5121-91 du Code de la Santé Publique, qui prévoient une mesure d'interdiction de l'exportation de ce médicament, sont appliquées et respectées jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.