

# Palipéridone Teva, suspension injectable à libération prolongée – [palipéridone]

PUBLIÉ LE 25/07/2024 - MIS À JOUR LE 23/05/2025

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 23/07/2024

## DCI

Palipéridone

## Indications

Paliperidone Teva est indiqué dans le traitement d'entretien de la schizophrénie chez les patients adultes stabilisés par la palipéridone ou la rispéridone.

Chez les patients adultes sélectionnés atteints de schizophrénie et ayant précédemment répondu à la palipéridone ou à la rispéridone orale, la palipéridone peut être utilisée sans stabilisation préalable par un traitement oral si les symptômes psychotiques sont légers à modérés et si un traitement injectable à action prolongée est nécessaire.

## Laboratoire exploitant

Teva Santé

## Observations particulières

- Tension d'approvisionnement des spécialités Paliperidone Teva, suspension injectable à libération prolongée
- Distribution contingentée sur le marché de ville

*Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes- répartiteurs vers l'étranger ou aux distributeurs en gros à l'exportation est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).*

*Cette mesure d'interdiction doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.*