

Palipéridone Teva, suspension injectable à libération prolongée – [palipéridone]

Tension d'approvisionnement 03/07/2024

DCI

Palipéridone

Indications

Paliperidone Teva est indiqué dans le traitement d'entretien de la schizophrénie chez les patients adultes stabilisés par la palipéridone ou la rispéridone.

Chez les patients adultes sélectionnés atteints de schizophrénie et ayant précédemment répondu à la palipéridone ou à la rispéridone orale, la palipéridone peut être utilisée sans stabilisation préalable par un traitement oral si les symptômes psychotiques sont légers à modérés et si un traitement injectable à action prolongée est nécessaire.

Laboratoire exploitant

Teva Santé

Observations particulières

- Tension d'approvisionnement des spécialités Palipéridone Teva en suspension injectable à libération prolongée ;
- Distribution contingentée sur le marché de ville ;
- Remise à disposition normale indéterminée.

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les pharmaciens de ville de la région Île-de-France sont limitées à la dose de 150 mg/jour, conformément à la décision de l'ANSM n° 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L. 5121-31 du Code de Santé Publique, en application de l'article 10 de la loi n° 2016-41 du 27 janvier 2016 relative à l'organisation et à l'efficacité de l'approvisionnement continu et approprié du marché national, jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.