

PUBLIÉ LE 25/07/2024 - MIS À JOUR LE 23/05/2025

23/07/2024

Palipéridone Teva, suspension injectable à libération prolongée – [palipéridone]

		-	

DCI

Palipéridone

Indications

Paliperidone Teva est indiqué dans le traitement d'entretien de la schizophrénie chez les patients adultes stabilisés par la palipéridone ou la rispéridone.

Chez les patients adultes sélectionnés atteints de schizophrénie et ayant précédemment répondu à la palipéridone ou à la rispéridone orale, la palipéridone peut être utilisée sans stabilisation préalable par un traitement oral si les symptômes psychotiques sont légers à modérés et si un traitement injectable à action prolongée est nécessaire.

Laboratoire exploitant

Teva Santé

Observations particulières

- Tension d'approvisionnement des spécialités Palipedidone Teva, suspension injectable à libération prolongée
- Distribution contingentée sur le marché de ville

Afin eles securiser autant que possible la situation en trance en de néserver les récles disponibles, la vente et l'experiation de médicament nayles et de la vente de l'experiation de médicament nayles et de la vente de l'experiment de médicament, permettant un significant de la companie de