

# Rispéridone L.P. 25 mg/2 ml ; 37,5 mg/2 mL et 50 mg/2 ml, poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie – [rispéridone]

Tension d'approvisionnement : 29/07/2024

## DCI

Rispéridone

## Indications

Traitement d'entretien de la schizophrénie chez les patients actuellement stabilisés par des antipsychotiques oraux.

## Laboratoire exploitant

Tous les laboratoires

## Observations particulières

- Tension d'approvisionnement.
- Mise en place d'un contingentement quantitatif. Les hôpitaux et les DROM ne sont pas impactés par cette mesure.
- Remise à disposition indéterminée.

*Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les pharmaciens de l'étranger au profit de la France est suspendue. Les importateurs des pays tiers doivent être informés de la situation et respecter jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.*