

PUBLIÉ LE 21/08/2024 - MIS À JOUR LE 05/11/2025

# Tiberal 500 mg, solution injectable pour perfusion – [ornidazole]

Lorridazo	ne]			
	05/11/2025			

#### DCI

Ornidazole

#### **Indications**

Tiberal 500 mg, solution injectable pour perfusion est indiqué chez l'adulte et chez l'enfant dans le traitement antibactérien et antiparasitaire des infections suivantes lorsqu'elles sont dues à des germes connus pour être sensibles à l'ornidazole :

- Traitement curatif des infections médicochirurgicales dues à bactéries anaérobies sensibles;
- Traitement curatif des amibiases sévères de localisation intestinale ou hépatique ;
- Traitement préventif des infections dues à des bactéries anaérobies lors d'interventions chirurgicales.

L'utilisation d'ornidazole injectable est réservée aux patients pour lesquels l'administration par voie orale est impossible.

## Laboratoire exploitant

Serb

### Observations particulières

Remise à disposition depuis le 05/11/2025