

# Atropine 1%, collyre – [atropine (sulfate)]

Tension d'approvisionnement 22/09/2024

## DCI

Atropine sulfate

## Indications

Traitement des inflammations uvéales

- Uvéites antérieures (iritis, iridocyclites) et postérieures ;
- Réactions uvéales secondaires à une agression ou un traitement chirurgical.

Cycloplégie pour réfraction (indispensable chez l'enfant strabique) en particulier en présence d'un strabisme accommodatif.

Dans certains cas utilisation pour réaliser une pénalisation optique dans le traitement de l'amblyopie en particulier unilatérale.

## Laboratoire exploitant

Laboratoires Alcon

## Observations particulières

- Tension d'approvisionnement en ville
- Mise à disposition sur le territoire français par les Laboratoires Alcon, à titre exceptionnel et transitoire, d'unités de la spécialité équivalente Colirolta Atropina 10 mg/ml, colirio en solución (Sulfate d'atropine à 1%), initialement destinés à l'Espagne

↓ Lettre d'information et note d'information des Laboratoires Alcon à destination des prescripteurs spécialistes ophtalmologistes, des pharmaciens hospitaliers et des pharmaciens d'officine (16/10/2024)

- Contingentement quantitatif en ville. L'hôpital et les DROM ne sont pas impactés par ce contingentement.
- Remise à disposition normale indéterminée

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les Laboratoires Alcon est soumise à un contingentement quantitatif. Ce contingentement est défini par le nombre d'unités de la spécialité Colirolta Atropina 10 mg/ml, colirio en solución (Sulfate d'atropine à 1%) qui peuvent être mises à disposition des prescripteurs hospitaliers et des pharmaciens d'officine. Ce contingentement est défini par le nombre d'unités de la spécialité Colirolta Atropina 10 mg/ml, colirio en solución (Sulfate d'atropine à 1%) qui peuvent être mises à disposition des prescripteurs hospitaliers et des pharmaciens d'officine. Ce contingentement est défini par le nombre d'unités de la spécialité Colirolta Atropina 10 mg/ml, colirio en solución (Sulfate d'atropine à 1%) qui peuvent être mises à disposition des prescripteurs hospitaliers et des pharmaciens d'officine.