

## Noyada 25 mg/5 ml, solution buvable – [captopril]

Remise à disposition 30/12/2024

### DCI

Captopril

### Indications

Noyada est indiqué dans le traitement de :

- l'hypertension artérielle
- l'insuffisance cardiaque : Noyada en association avec des diurétiques et, le cas échéant, des digitaliques et des bêta-bloquants est indiqué dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique associée à une réduction de la fonction ventriculaire systolique.
- l'infarctus du myocarde :
  - Traitement de courte durée (4 semaines) : Noyada est indiqué dans les 24 premières heures chez les patients en situation hémodynamique stable.
  - Prévention à long terme de l'insuffisance cardiaque symptomatique : Noyada est indiqué chez les patients cliniquement stables avec dysfonction ventriculaire gauche asymptomatique (fraction d'éjection  $\leq$  à 40 %).
- la néphropathie diabétique du diabète de type I : Noyada est indiqué dans le traitement de la néphropathie diabétique macroprotéïnurique du diabète insulino-dépendant.

### Laboratoire exploitant

Laboratoires Ethypharm

### Observations particulières

- Remise à disposition normale depuis fin décembre 2024