

PUBLIÉ LE 25/10/2024

Héparine Choay 25 000 UI/5 ml, solution injectable, 1 flacon(s) en verre de 5 ml – [héparine sodique]

Arrêt de commercialisation 17/10/2024

DCI

héparine sodique

Indications

- Traitement curatif :
 - Des thromboses veineuses profondes constituées et de l'embolie pulmonaire, à la phase aiguë ;
 - De l'infarctus du myocarde avec ou sans onde Q et de l'angor instable, à la phase aiguë ;
 - Des embolies artérielles extracérébrales ;
 - De certains cas de coagulopathie.
- Prévention des accidents thromboemboliques artériels en cas de cardiopathie emboligène, de thérapeutique endovasculaire et de chirurgie vasculaire artérielle ;
- Prévention de la coagulation dans les circuits de circulation extra-corporelle et d'épuration extra rénale.

Laboratoire exploitant

Cheplapharm France

Observations particulières

- Arrêt de commercialisation en ville de la boîte de 1 flacon en verre de 5 ml ;
- L'héparine Choay 25 000 UI/5 ml, solution injectable, boîte de 5 flacons reste commercialisée à l'hôpital.



Lettre du laboratoire à destination des professionnels de santé en date du 23 octobre 2024

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les pharmacies hospitalières et les pharmacies de ville est autorisée jusqu'à la fin de l'année 2024, sous réserve que les stocks disponibles soient suffisants pour assurer la continuité de la prise en charge des patients jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national et respectée.