

Cynomel 0,025 mg, comprimé sécable – [liothyronine sodique]

PUBLIÉ LE 25/10/2024 - MIS À JOUR LE 08/06/2026

ARRÊT DE COMMERCIALISATION 31/10/2025

Information du 08/06/2026

Pour les patients intolérants à Thybon 20 Henning (liothyronine chlorhydrate), Eurodep Pharma met à disposition sous forme d'importation, à titre exceptionnel et dérogatoire, la spécialité T3 25 µg comprimé (liothyronine sodium) initialement destinée à la Grèce.

DCI

Liothyronine sodique

Indications

- Traitement substitutif des hypothyroïdies dans le cas où un effet rapide ou transitoire est souhaité :
 - Hypothyroïdie menaçant le pronostic vital,
 - Traitement substitutif de courte durée avant administration d'iode 131 chez des patients habituellement traités par la lévothyroxine.
- Traitement d'appoint pour le freinage de la sécrétion de TSH dans certains cancers TSH dépendants, certains goîtres simples et certains nodules.
- Traitement d'appoint dans le traitement des résistances périphériques aux hormones thyroïdiennes.

Laboratoire exploitant

Sanofi Winthrop Industrie

Observations particulières

- Cette spécialité est en arrêt de commercialisation depuis 31 octobre 2025.
 - Afin d'assurer la continuité de traitement des patients, le laboratoire Sanofi Winthrop Industrie importe, à titre exceptionnel et dérogatoire, d'Allemagne la spécialité Thybon 20 Henning (liothyronine chlorhydrate), que nous avons identifié comme alternative à Cynomel 0,025 mg, comprimé sécable.
 - Thybon est disponible sur le marché français depuis le 7 octobre 2025. Le cas échéant et en cas de difficulté de s'approvisionner en Thybon, le dépannage auprès du laboratoire reste possible pour les pharmacies d'officine.
- ↓ Consultez la lettre d'information et la note d'information en français sur Thybon 20 Henning pour les professionnels de santé (26/09/2025)
- ↓ Consultez la lettre d'information et la note d'information en français sur Thybon 20 Henning pour les patients (26/09/2025)
- Pour les patients intolérants à Thybon 20 Henning (liothyronine chlorhydrate), Eurodep Pharma, en accord avec l'ANSM, met à disposition sous forme d'importation, à titre exceptionnel et dérogatoire, la spécialité T3 25 µg comprimé (liothyronine sodium) initialement destinée à la Grèce.

↓ Consultez le courrier d'information du laboratoire à l'attention des professionnels de santé (08/06/2026) ↓
Consultez le courrier d'information du laboratoire à l'attention des patients (08/06/2026)

- Pour de plus amples informations sur ce médicament importé, veuillez consulter les notes d'information à l'attention des professionnels de santé et des patients.

↓ Consultez la note d'information destinée aux patients (08/06/2026) ↓ Consultez la note d'information destinée aux professionnels de santé (08/06/2026)

- Les boîtes T3 25 µg, comprimé sont disponibles sur le marché français à compter du 8 juin 2026. Pour commander la spécialité T3 25 µg, comprimé pour vos patients, les pharmaciens d'officine sont priés d'utiliser et de compléter le formulaire de commande ci-dessous mis à leur disposition.

↓ Consultez le formulaire de commande de la spécialité T3 25 µg (boîte de 30 comprimés) (08/06/2026)

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes- répartiteurs vers l'étranger ou aux distributeurs en gros à l'exportation est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).

Cette mesure d'interdiction doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.

● Voir toutes les produits



PUBLIÉ LE 17/07/2025 - MIS À JOUR LE 18/11/2025

Arrêt de commercialisation de Cynomel : Thybon 20 Henning prendra le relais

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ
MÉDICAMENTS