

Atgam 50 mg/mL, solution à diluer pour perfusion – [immunoglobuline équine anti-lymphocyte T humain]

Remise à disposition 03/03/2025

DCI

Immunoglobuline équine anti-lymphocyte T humain (mammifère/cheval/plasma)

Indications

Atgam est indiqué, dans le cadre du traitement immunosuppresseur standard, pour le traitement des formes modérées à sévères d'aplasie médullaire acquise d'étiologie immunologique connue ou suspectée chez les adultes et les enfants de 2 ans et plus qui ne peuvent pas recevoir une greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) ou pour lequel un donneur compatible de CSH n'est pas disponible.

Laboratoire exploitant

Pfizer

Observations particulières

- Remise à disposition normale depuis début mars 2025