

Travoprost 40 microgrammes/mL, collyre en solution – [travoprost]

Remise à disposition 23/06/2025

DCI

Travoprost

Indications

- Réduction de la pression intraoculaire élevée chez les patients adultes atteints d'hypertonie intraoculaire ou de glaucome à angle ouvert.
- Réduction de la pression intraoculaire élevée chez les patients pédiatriques âgés de 2 mois à 18 ans atteints d'hypertonie intraoculaire ou de glaucome pédiatrique.

Laboratoire exploitant

Tous les laboratoires

Observations particulières

- Remise à disposition normale depuis le 23 juin 2025