

PUBLIÉ LE 06/12/2024

Travoprost 40 microgrammes/mL, collyre en solution - [travoprost]

Tension d'approvisionnement 01/10/2024

DCI

Travoprost

Indications

- Réduction de la pression intraoculaire élevée chez les patients adultes atteints d'hypertonie intraoculaire ou de glaucome à angle ouvert.
- Réduction de la pression intraoculaire élevée chez les patients pédiatriques âgés de 2 mois à 18 ans atteints d'hypertonie intraoculaire ou de glaucome pédiatrique.

Laboratoire exploitant

Tous les laboratoires

Observations particulières

- Tensions d'approvisionnement.
- Contingentement quantitatif en ville.
- Les hôpitaux et les DROM-COM ne sont pas impactés par cette mesure.
- Remise à disposition normale indéterminée.

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les pharmaciens 2016 ont été publiées au Journal Officiel le 21 janvier 2016. Les dispositions des articles L.1413-1 et L.1413-2 du Code de Santé Publique, jusqu'à leur mise en suspension, ont été appliquées. Les dispositions des articles L.1413-1 et L.1413-2 du Code de Santé Publique ont été appliquées et respectées.