

Lamprene 100 mg, capsule molle - [clofazimine]

Remise à disposition 31/01/2025

DCI

Clofazimine

Indications

Lamprene 100 mg, capsule molle est indiqué chez les adultes, adolescents (âgés de 15 ans et plus), enfants (âgés de 10 à 14 ans et âgés de moins de 10 ans).

- Traitement des formes multibacillaires de la lèpre (maladie de Hansen) en association avec la dapsonne et la rifampicine : index bacillaire $\geq 1+$, soit 1 à 10 bacilles ou plus dans 100 champs à l'examen microscopique d'un prélèvement cutané ou, présence de plus de 5 lésions cutanées spécifiques.
- Traitement de l'érythème noueux lépreux chronique ou corticodépendant.
- La polychimiothérapie (association de clofazimine, rifampicine et de dapsonne, notamment) est nécessaire pour prévenir l'apparition de souches résistantes de *Mycobacterium leprae*.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

Laboratoire exploitant

Novartis Pharma SAS

Observations particulières

- Remise à disposition normale depuis le 31/01/2025