

# Synacthène 0,25 mg/1 ml, solution injectable – [tétracosactide]

Remise à disposition 27/03/2025

## DCI

Tétracosactide

## Indications

- Indication thérapeutique : traitement de 2<sup>e</sup> intention du syndrome de West (ou spasmes infantiles), en cas d'inefficacité des traitements corticoïdes par voie orale.
- Indication diagnostique : exploration dynamique de la corticosurrénale, notamment en cas de déficit corticosurrénalien ou de déficit en 21-hydroxylase.

## Laboratoire exploitant

Alfasigma France

## Observations particulières

- Remise à disposition depuis fin mars 2025

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de réserver les stocks disponibles à la vente et l'exportation du médicament par les pharmaciens d'officine, le laboratoire a décidé de ne pas poursuivre les activités d'importation et de distribution de ce médicament en France à compter de la date publiée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national et respecté.