

PUBLIÉ LE 18/02/2025 - MIS À JOUR LE 27/03/2025

Synacthène 0,25 mg/1 ml, solution injectable – [tétracosactide]

[tetracosactide]	

Remise à disposition 27/03/2025

DCI

Tétracosactide

Indications

- Indication thérapeutique : traitement de 2º intention du syndrome de West (ou spasmes infantiles), en cas d'inefficacité des traitements corticoïdes par voie orale.
- Indication diagnostique : exploration dynamique de la corticosurrénale, notamment en cas de déficit corticosurrénalien ou de déficit en 21-hydroxylase.

Laboratoire exploitant

Alfasigma France

Observations particulières

• Remise à disposition depuis fin mars 2025

Afix de sécuriser autant que possible la situation en Franço et de présenver les stocks disponibles da vente et l'axportation du médicament par les anté