

PUBLIÉ LE 21/02/2025

Rabipur, poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie. Vaccin rabique (inactivé) – [virus de la rage inactivé, souche Flury LEP]

Remise à disposition 13/08/2024

DCI

virus de la rage inactivé, souche Flury LEP

Indications

Rabipur est indiqué pour l'immunisation active contre la rage chez des personnes de tous âges. Voir rubriques 4.2 et 5.1 pour obtenir des informations détaillées sur la prophylaxie pré et post-exposition. Rabipur doit être utilisé conformément aux recommandations officielles.

Laboratoire exploitant

Valneva France SAS

Observations particulières

- Lettre d'information du laboratoire Valneva France SAS en date du 12/08/2024 (19/08/2024)
- Remise à disposition normale depuis le 13/08/2024

Rout Gangatralas atfainatives possibles à cepyascine consulte vaccination-info-service fr ou bien se référer aux recommandations de la HAS ou au Sunsaises prisativent le suns suns de la light yet a rappast au la santaine de la suns de la light de la light de la HAS ou au Suns de la light de la light de la light yet au light yet ne trans un'approvision de la principal de la possible de la light de la