

Spécialités à base de brimonidine 0,2 % (2 mg/ml), collyre en solution – [brimonidine]

Remise à disposition 03/09/2025

DCI

Brimonidine

Indications

Réduction de la pression intraoculaire élevée (PIO) chez les patients ayant un glaucome à angle ouvert ou une hypertension oculaire.

- En monothérapie chez les patients présentant une contre-indication aux bêta-bloquants à usage local.
- En association à d'autres traitements diminuant la pression intraoculaire dans le cas où une monothérapie ne permet pas d'atteindre la PIO cible.

Laboratoire exploitant

Tous les laboratoires

Observations particulières

- Remise à disposition normale des spécialités à base de Brimonidine 0,2 % (2 mg/ml), collyre en solution en flacon compte-gouttes