

PUBLIÉ LE 24/02/2025

Spécialités à base de brimonidine 0,2 % (2 mg/ml), collyre en solution – [brimonidine]

Tension d'approvisionnement 20/02/2025

DCI

Brimonidine

Indications

Réduction de la pression intraoculaire élevée (PIO) chez les patients ayant un glaucome à angle ouvert ou une hypertension oculaire.

- En monothérapie chez les patients présentant une contre-indication aux bêta-bloquants à usage local.
- En association à d'autres traitements diminuant la pression intraoculaire dans le cas où une monothérapie ne permet pas d'atteindre la PIO cible.

Laboratoire exploitant

Tous les laboratoires

Observations particulières

- Distribution contingentée des spécialités à base de brimonidine 0,2 % (2 mg/ml), collyre en solution

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les pharmaciens titulaires d'un diplôme Officiel de la Pharmacie de Vente (OPV) est soumise à la contingentation des stocks de brimonidine 0,2 % (2 mg/ml) en collyre en solution. Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, aux destinations en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.