

PUBLIÉ LE 04/03/2025 - MIS À JOUR LE 27/06/2025

Boostrixtetra, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire multicomposé) et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé, à teneur réduite en antigènes)

tension d'approvisionnement 20/06/2025

DCI

anatoxine diphtérique (bactérie/corynebacterium diphteriae)

anatoxine tétanique (bactérie/clostridium tetani)

antigène pertussique : anatoxine pertussique (bactérie/bordetella pertussis)

antigène pertussique : hémagglutinine filamenteuse (bactérie/bordetella pertussis)

antigène pertussique : pertactine (bactérie/bordetella pertussis)

virus poliomyelitique souche Mahoney de type 1 inactivé (mammifère/singe/cellules vero)O) virus poliomyélitique souche MEF-1 de type 2 inactivé (mammifère/singe/cellules vero)O) virus poliomyélitique souche Saukett de type 3 inactivé (mammifère/singe/cellules vero)O

Indications

- Vaccination de rappel contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite chez les sujets à partir de l'âge de 3 ans (voir rubrique 4.2).
- Protection passive contre la coqueluche dans la petite enfance après immunisation maternelle pendant la grossesse (voir rubriques 4.2, 4.6, 5.1).
- L'administration de Boostrixtetra doit se baser sur les recommandations officielles.

Laboratoire exploitant

Glaxosmithkline

Observations particulières

- Tension d'approvisionnement en ville.
- Distribution contingentée en ville.
- Les hôpitaux et les DROM ne sont pas impactés par ce contingentement.
- Remise à disposition normale prévue fin décembre 2025.

Rout Garnal relate alfainative and still feet page life and accommon info-service from bien se référer aux recommandations de la HAS ou au क्षेत्रित के अन्य कार्य कि कार्य कार्य