

# Boostrixtetra, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire multicomposé) et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé, à teneur réduite en antigènes)

PUBLIÉ LE 04/03/2025 - MIS À JOUR LE 15/01/2026

REMISE À DISPOSITION 31/12/2025

## DCI

anatoxine diphtérique (bactérie/corynebacterium diphtheriae)  
anatoxine tétanique (bactérie/clostridium tetani)  
antigène pertussique : anatoxine pertussique (bactérie/bordetella pertussis)  
antigène pertussique : hémagglutinine filamenteuse (bactérie/bordetella pertussis)  
antigène pertussique : pertactine (bactérie/bordetella pertussis)  
virus poliomyélitique souche Mahoney de type 1 inactivé (mammifère/singe/cellules vero)O  
virus poliomyélitique souche MEF-1 de type 2 inactivé (mammifère/singe/cellules vero)O  
virus poliomyélitique souche Saukett de type 3 inactivé (mammifère/singe/cellules vero)O

## Indications

- Vaccination de rappel contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite chez les sujets à partir de l'âge de 3 ans (voir rubrique 4.2).
- Protection passive contre la coqueluche dans la petite enfance après immunisation maternelle pendant la grossesse (voir rubriques 4.2, 4.6, 5.1).
- L'administration de Boostrixtetra doit se baser sur les recommandations officielles.

## Laboratoire exploitant

Glaxosmithkline

## Observations particulières

- Remise à disposition depuis fin décembre 2025