

Cordarone 150 mg/3 ml, solution injectable en ampoule (IV) – [amiodarone]

Remise à disposition 26/05/2025

DCI

amiodarone

Indications

- Troubles du rythme graves lorsque la voie orale n'est pas adaptée, notamment :
 - Troubles du rythme auriculaire avec rythme ventriculaire rapide ;
 - Tachycardies du syndrome de Wolff Parkinson White ;
 - Troubles du rythme ventriculaire documentés symptomatiques et invalidants.
- Réanimation cardiorespiratoire en cas d'arrêt cardiaque lié à une fibrillation ventriculaire résistante aux chocs électriques externes.

Laboratoire exploitant

Sanofi Winthrop Industrie

Observations particulières

- Remise à disposition normale depuis le 26/05/2025