

# Cordarone 150 mg/3 ml, solution injectable en ampoule (IV) – [amiodarone]

Tension d'approvisionnement 21/03/2025

## DCI

amiodarone

## Indications

- Troubles du rythme graves lorsque la voie orale n'est pas adaptée, notamment :
  - Troubles du rythme auriculaire avec rythme ventriculaire rapide ;
  - Tachycardies du syndrome de Wolff Parkinson White ;
  - Troubles du rythme ventriculaire documentés symptomatiques et invalidants.
- Réanimation cardiorespiratoire en cas d'arrêt cardiaque lié à une fibrillation ventriculaire résistante aux chocs électriques externes.

## Laboratoire exploitant

Sanofi Winthrop Industrie

## Observations particulières

- Situation à l'hôpital : tension ;
- Contingement quantitatif à l'hôpital ;
- Stock de dépannage ponctuel pour les hôpitaux durant la période de tension ;
- Date de remise à disposition prévue : mi-mai 2025.

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les sites de distribution vers des pays tiers sont interdites. En outre, les autorités compétentes ont mis en œuvre des mesures visant à garantir la qualité de la production et à assurer l'approvisionnement continu et approprié du marché national jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.