

Befizal 200 mg, comprimé pelliculé – [bézafibrate]

Remise à disposition 15/07/2025

DCI

Bézafibrate

Indications

Befizal est indiqué en complément d'un régime alimentaire adapté et d'autres mesures non pharmacologiques (tels que exercice, perte de poids) dans les cas suivants:

- Traitement d'une hypertriglycémie sévère associée ou non à un faible taux de HDL-cholestérol.
- Hyperlipidémie mixte lorsqu'une statine est contre-indiquée ou non tolérée.

Laboratoire exploitant

Arrow Génériques

Observations particulières

- Remise à disposition normale depuis mi-juillet 2025

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les pharmaciens de France ont été maintenues jusqu'à la fin de l'année 2025. Cette mesure a été prise afin de garantir la disponibilité des articles d'ordonnance et l'approvisionnement des pharmacies jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national et respectée.