

PUBLIÉ LE 10/07/2025 - MIS À JOUR LE 10/11/2025

Tolvaptan Biogaran 15 mg, comprimé + Tolvaptan Biogaran 45 mg, comprimé - [tolvaptan]

Rupture de stock 03/07/2025

DCI

tolvaptan

Indications

Tolvaptan Biogaran est indiqué pour ralentir la progression du développement des kystes et de l'insuffisance rénale dans la polykystose rénale autosomique dominante (PKRAD) chez l'adulte atteint d'une maladie rénale chronique (MRC) de stade 1 à 4 à l'initiation du traitement, avec des signes d'évolution rapide de la maladie.

Laboratoire exploitant

Biogaran

Observations particulières

- Rupture de stock de la spécialité Tolvaptan Biogaran 15 mg, comprimé + Tolvaptan Biogaran 45 mg, comprimé
- Les autres spécialités à base de Tolvaptan du laboratoire Biogaran sont disponibles

Consultez le courrier d'information des laboratoires Biogaran, Otsuka et Teva à l'attention des pharmaciens d'officine (10/11/2025)

• Remise à disposition normale indéterminée