

PUBLIÉ LE 15/07/2025

Calciparine sous-cutanée 12 500 UI/0,5 ml, solution injectable – [héparine calcique]

Tension d'approvisionnement 11/07/2025

DCI

héparine calcique

Indications

Traitement

- Des thromboses veineuses profondes constituées et de l'embolie pulmonaire, à la phase aiguë ;
- De l'infarctus du myocarde avec ou sans onde Q et de l'angor instable, à la phase aiguë ;
- Des embolies artérielles extracérébrales.

Prévention des accidents thromboemboliques veineux

- En milieu chirurgical ;
- Chez les patients alités, présentant une affection médicale aiguë (notamment en post-infarctus, en cas d'insuffisance cardiaque, après un accident vasculaire cérébral ischémique avec paralysie des membres inférieurs). L'utilisation est dans ce cas réservée à l'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine de l'ordre de moins de 30 ml/min selon l'estimation de la formule de Cockcroft) comme alternative possible à la prescription d'une héparine de bas poids moléculaire.

Laboratoire exploitant

Cheplapharm France

Observations particulières

- Tension d'approvisionnement ;
- Contingentement quantitatif, l'Hôpital et les DROM-COM ne sont pas impactés par ce contingentement ;
- Remise à disposition indéterminée.

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs et les pharmacies d'urgence ont été suspendues à compter du 11/07/2025. En outre, au 11/07/2025, les stocks de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) sont suffisants pour assurer la continuité de l'approvisionnement continu et approprié du marché national.