

PUBLIÉ LE 15/07/2025

# Calciparine sous-cutanée 12 500 UI/0,5 ml, solution injectable – [héparine calcique]

Tension d'approvisionnement 11/07/2025

#### DCI

héparine calcique

#### **Indications**

#### **Traitement**

- Des thromboses veineuses profondes constituées et de l'embolie pulmonaire, à la phase aiguë;
- De l'infarctus du myocarde avec ou sans onde Q et de l'angor instable, à la phase aiguë;
- Des embolies artérielles extracérébrales.

### Prévention des accidents thromboemboliques veineux

- En milieu chirurgical;
- Chez les patients alités, présentant une affection médicale aiguë (notamment en post-infarctus, en cas d'insuffisance cardiaque, après un accident vasculaire cérébral ischémique avec paralysie des membres inférieurs). L'utilisation est dans ce cas réservée à l'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine de l'ordre de moins de 30 ml/min selon l'estimation de la formule de Cockcroft) comme alternative possible à la prescription d'une héparine de bas poids moléculaire.

#### Laboratoire exploitant

Cheplapharm France

## Observations particulières

- Tension d'approvisionnement ;
- Contingentement quantitatif, l'Hôpital et les DROM-COM ne sont pas impactés par ce contingentement;
- Remise à disposition indéterminée.

Afin Gersécusiaen aut aux poesible la situation en trance en de préserver les istocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament na Genation de médicament na Genation de médicament na Genation de médicament na Genation de médicament de médicament, permettant un significant de médicament de médicament de médicament de médicament de médicament de médicament de médicament, permettant un significant de médicament de médicam