

Tobi Podhaler 28 mg, poudre pour inhalation en gélule – [tobramycine]

PUBLIÉ LE 24/07/2025 - MIS À JOUR LE 30/10/2025

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 08/07/2025

DCI

tobramycine

Indications

Tobi Podhaler est indiqué pour le traitement des infections pulmonaires chroniques dues à *pseudomonas aeruginosa* chez les adultes et les enfants âgés de 6 ans et plus, atteints de mucoviscidose.

Voir rubriques 4.4 et 5.1 pour les données concernant les différents groupes d'âge. Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

Laboratoire exploitant

Viatrix Santé

Observations particulières

- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingement quantitatif en ville et à l'hôpital
- Date de remise à disposition indéterminée