

PUBLIÉ LE 29/07/2025 - MIS À JOUR LE 24/09/2025

# Epipen, solution injectable en stylo pré-rempli – [adrénaline]

Tension d'approvisionnement 28/07/2025

#### DCI

adrénaline

#### **Indications**

Les auto-injecteurs Epipen (adrénaline) sont indiqués dans le traitement d'urgence des réactions allergiques sévères (choc anaphylactique) provoquées par des morsures ou piqûres d'insectes, des aliments, des médicaments ou autres allergènes, ainsi que dans le traitement du choc anaphylactique idiopathique ou induit par un exercice physique.

### Laboratoire exploitant

Viatris Santé

## Observations particulières

- Distribution contingentée des spécialités :
  - Epipen 0,15 mg/0,3 ml, solution injectable en stylo pré-rempli
  - Epipen 0,30 mg/0,3 ml, solution injectable en stylo pré-rempli
- Remise à disposition normale prévue en décembre 2025

