

Epipen, solution injectable en stylo pré-rempli – [adrénaline]

PUBLIÉ LE 29/07/2025 - MIS À JOUR LE 28/11/2025

REMISE À DISPOSITION 28/11/2025

DCI

adrénaline

Indications

Les auto-injecteurs Epipen (adrénaline) sont indiqués dans le traitement d'urgence des réactions allergiques sévères (choc anaphylactique) provoquées par des morsures ou piqûres d'insectes, des aliments, des médicaments ou autres allergènes, ainsi que dans le traitement du choc anaphylactique idiopathique ou induit par un exercice physique.

Laboratoire exploitant

Viatrix Santé

Observations particulières

- Remise à disposition normale des spécialités Epipen 0,15 mg/0,3 ml, solution injectable en stylo pré-rempli et Epipen 0,30 mg/0,3 ml, solution injectable en stylo pré-rempli à compter de fin novembre 2025