

Bosentan Arrow 125 mg, comprimé pelliculé sécable – [bosentan monohydraté]

Tension d'approvisionnement 15/07/2025

DCI

Bosentan monohydraté

Indications

- Bosentan Arrow 125 mg, comprimé pelliculé boîte de 56 est indiqué dans :
 - Traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) dans le but d'améliorer la tolérance à l'effort et les symptômes chez les patients en classe fonctionnelle OMS III.
 - L'efficacité a été démontrée dans :
 - L'hypertension artérielle pulmonaire primitive (idiopathique et héritable) ;
 - L'hypertension artérielle pulmonaire associée à une sclérodermie sans pathologie interstitielle significative associée ;
 - L'hypertension artérielle pulmonaire associée à une cardiopathie congénitale de type shunt gauche-droite avec syndrome d'Eisenmenger.
 - Certaines améliorations ont été également démontrées chez des patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire en classe fonctionnelle OMS II.
 - Bosentan Arrow est également indiqué pour réduire le nombre de nouveaux ulcères digitaux chez les patients atteints de sclérodermie systémique avec ulcères digitaux évolutifs.

Laboratoire exploitant

Arrow Génériques

Observations particulières

- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue : mi-décembre 2025

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les pharmaciens de l'officine sont autorisées jusqu'au 31 décembre 2025. Cette mesure est publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2025 et des dispositions des articles L.512-30 et L.5124-17-3 du Code de la Santé Publique.

