

# Bosentan Viatris 125 mg, comprimé pelliculé – [bosentan monohydraté]

Remise à disposition 08/08/2025

## DCI

Bosentan monohydraté

## Indications

- Traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) dans le but d'améliorer la tolérance à l'effort et les symptômes chez les patients en classe fonctionnelle OMS III.
- L'efficacité a été démontrée dans :
  - L'hypertension artérielle pulmonaire primitive (idiopathique et héritable) ;
  - L'hypertension artérielle pulmonaire associée à une sclérodermie sans pathologie interstitielle significative associée ;
  - L'hypertension artérielle pulmonaire associée à une cardiopathie congénitale de type shunt gauche-droite avec syndrome d'Eisenmenger.
- Certaines améliorations ont été également démontrées chez des patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire en classe fonctionnelle OMS II (voir rubrique 5.1).
- Bosentan Viatris est également indiqué pour réduire le nombre de nouveaux ulcères digitaux chez les patients souffrant de sclérodermie systémique et d'ulcères digitaux évolutifs (voir rubrique 5.1).

## Laboratoire exploitant

Viatris Santé

## Observations particulières

- Remise à disposition normale depuis le 08/08/2025