

Diprostene, suspension injectable en seringue pré-remplie – [bétaméthasone (dipropionate de), bétaméthasone (phosphate sodique de)]

PUBLIÉ LE 12/08/2025 - MIS À JOUR LE 27/11/2025

REMISE À DISPOSITION 27/11/2025

DCI

Bétaméthasone (dipropionate de), bétaméthasone (phosphate sodique de)

Indications

Usage systémique

Rhinite allergique saisonnière après échec des autres thérapeutiques (antihistaminique par voie générale, corticoïde intra-nasal, ou corticoïde per os en cure courte).

Usage local

Ce sont celles de la corticothérapie locale, lorsque l'affection justifie une forte concentration locale. Toute prescription d'injection locale doit faire la part du danger infectieux notamment du risque de favoriser une prolifération bactérienne.

Ce produit est indiqué dans les affections :

- dermatologiques : cicatrices chéloïdes
- ORL : irrigations intra-sinusiennes dans les sinusites subaiguës ou chroniques justifiant un drainage.
- rhumatologiques :
 - injections intra-articulaires : arthrites inflammatoires, arthrose en poussée
 - injections péri-articulaires : tendinites, bursites
 - injections des parties molles : talalgies, syndrome du canal carpien, maladie de Dupuytren

Laboratoire exploitant

Organon France

Observations particulières

- Remise à disposition normale depuis fin novembre 2025