

# Befizal L.P. 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée – [bézafibrate]

Rupture de stock 25/11/2025

## DCI

Bézafibrate

## Indications

Befizal L.P. 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée est indiqué en complément d'un régime alimentaire adapté et d'autres mesures non pharmacologiques (tels qu'exercice, perte de poids) dans les cas suivants :

- Traitement d'une hypertriglycémie sévère associée ou non à un faible taux de HDLcholestérol.
- Hyperlipidémie mixte lorsqu'une statine est contre-indiquée ou non tolérée.

## Laboratoire exploitant

Arrow Génériques

## Observations particulières

- Situation en ville : rupture
- Situation à l'hôpital : rupture
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée

*Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les pharmaciens et les grossistes-répartiteurs sont interdites à compter de la publication de cette fiche d'information. L'interdiction s'applique à la population et à la santé publique. Les pharmaciens et les grossistes-répartiteurs sont invités à continuer d'approvisionner les patients et les professionnels de santé jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national et respecté.*