

# Befizal L.P. 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée - [bézafibrate]

Rupture de stock 25/11/2025

## DCI

Bézafibrate

## Indications

Befizal L.P. 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée est indiqué en complément d'un régime alimentaire adapté et d'autres mesures non pharmacologiques (tels qu'exercice, perte de poids) dans les cas suivants :

- Traitement d'une hypertriglycéridémie sévère associée ou non à un faible taux de HDLcholestérol.
- Hyperlipidémie mixte lorsqu'une statine est contre-indiquée ou non tolérée.

## Laboratoire exploitant

Arrow Génériques

## Observations particulières

- Situation en ville : rupture
- Situation à l'hôpital : rupture
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée

*Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les distributeurs et les pharmacies sont suspendues temporairement à compter de la publication de ce communiqué sur le site de l'ANSM. Cette mesure est prise jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national et respectée.*