

PUBLIÉ LE 13/08/2025

Befizal L.P. 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée – [bézafibrate]

Tension d'approvisionnement 18/07/2025

DCI

Bézafibrate

Indications

Befizal L.P. 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée est indiqué en complément d'un régime alimentaire adapté et d'autres mesures non pharmacologiques (tels qu'exercice, perte de poids) dans les cas suivants :

- Traitement d'une hypertriglycéridémie sévère associée ou non à un faible taux de HDLcholestérol.
- Hyperlipidémie mixte lorsqu'une statine est contre-indiquée ou non tolérée.

Laboratoire exploitant

Arrow Génériques

Observations particulières

- Situation en ville : Tension
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : fin novembre 2025