

PUBLIÉ LE 14/08/2025 - MIS À JOUR LE 24/10/2025

Burinex 2 mg/4 ml IV, solution injectable en ampoule – [bumétanide]

DCI

Bumétanide

Indications

- Insuffisance cardiaque sévère y compris oedème aigu du poumon, chez l'adulte.
- Hypertension, chez l'adulte, accompagnée d'une atteinte viscérale menaçant le pronostic vital à très court terme (urgence hypertensive) notamment lors de :
 - · encéphalopathie hypertensive,

Remise à disposition 24/10/2025

- décompensation ventriculaire gauche avec oedème pulmonaire.
- Rétention sodée sévère d'origine cardiaque, rénale, cirrhotique, chez les adultes.

Laboratoire exploitant

Alloga France

Observations particulières

Remise à disposition normale depuis le 24/10/2025

ANGERISEN USBITALIAN GUERGAN BETARA UN BINGER PER ALE DI BERNELLER DE CESTEL PUR DI MARCIAN SI LARGE DI LARGE DE MANDE PER DA DI LA SALE DA DE LA COLLEGA DE