

Persantine 10 mg/2 mL, solution injectable, ampoule – [dipyridamole]

Remise à disposition 16/01/2026

DCI

Dipyridamole

Indications

- Ce médicament est à usage diagnostique uniquement.
- Explorations fonctionnelles cardiovasculaires :
 - La détection d'une ischémie myocardique se fait idéalement par un test d'effort électrocardiographique accompagné ou non d'une scintigraphie myocardique. L'utilisation de Persantine injectable est indiquée lorsqu'un test d'effort ne peut être effectué ou n'est pas contributif (bloc de branche gauche).
- Par ailleurs le test scintigraphique à la Persantine injectable peut être éventuellement combiné à une épreuve d'effort selon différents protocoles afin d'optimiser la détection de l'ischémie.

Laboratoire exploitant

Eurodep Pharma

Observations particulières

- Remise à disposition depuis le 16/01/2026