

Rispéridone L.P. 25 mg/2 ml, 37,5 mg/2 ml et 50 mg/2 ml, poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie - [rispéridone]

Rupture de stock 12/05/2025

DCI

Rispéridone

Indications

Traitement d'entretien de la schizophrénie chez les patients actuellement stabilisés par des antipsychotiques oraux.

Laboratoire exploitant

Téva

Observations particulières

- Un autre laboratoire assure l'approvisionnement en ces différents dosages.
- Consultez la conduite à tenir dans le contexte des tensions d'approvisionnement en rispéridone injectable
- Remise à disposition indéterminée.

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les autres laboratoires est suspendue à compter du 12/05/2025. Les dispositions des articles L.5121-1 et L.5121-2 du Code de Santé Publique sont mises à disposition du grand public en dehors de l'encadré nationalisé, uniquement pour les exportations, dans le respect de la réglementation applicable et respectée jusqu'à la date de mise à disposition du grand public en dehors de l'encadré nationalisé.

● Voir toutes les produits



PUBLIÉ LE 15/10/2025 - MIS À JOUR LE 07/01/2026

Tensions d'approvisionnement en rispéridone injectable : les approvisionnements ont repris, nous abrogeons les mesures

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ
MÉDICAMENTS

+ [Voir toutes les produits](#)