

PUBLIÉ LE 15/10/2025

Rispéridone L.P. 25 mg/2 ml, 37,5 mg/2 ml et 50 mg/2 ml, poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie – [rispéridone]

29/07/2024

Rispéridone

Indications

Traitement d'entretien de la schizophrénie chez les patients actuellement stabilisés par des antipsychotiques oraux.

Laboratoire exploitant

Téva

Observations particulières

- Des spécialités à base de palipéridone 50 mg, 75 mg et 100 mg injectables sont disponibles.
- Consultez la recommandation de remplacement
- Remise à disposition indéterminée.

dtudgiestrigetierigteestegstile battertegre practige de meteoristen de et inneligier de paleteinde et inneligier de meteoristen de de inneligier de paleteinde de inneligier de inneligi

Voir toutes les produits



PUBLIÉ LE 15/10/2025 - MIS À JOUR LE 27/10/2025

Fortes tensions d'approvisionnement en rispéridone injectable : privilégiez le relais de traitement par palipéridone injectable

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ

MÉDICAMENTS

+ Voir toutes les produits