

PUBLIÉ LE 15/10/2025

Tension d'approvisionnement 07/11/2024

Voir toutes les produits

RisperdalConsta L.P. 50 mg/2 ml et 25 mg/2 ml, poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie – [rispéridone]

DCI
Rispéridone
Indications
Traitement d'entretien de la schizophrénie chez les patients actuellement stabilisés par des antipsychotiques oraux.
Laboratoire exploitant
Janssen-Cilag
Observations particulières
Tension d'approvisionnement.
• Mise en place d'un contingentement quantitatif. Les hôpitaux et les DROM ne sont pas impactés par cette mesure.
 Des spécialités à base de palipéridone 50 et 100 mg injectables sont disponibles.
Consultez la recommandation de remplacement
Consultez le courrier du laboratoire Janssen-Cilag du 13/10/2025 (15/10/2025)
Remise à disposition en novembre 2025.
Affissassessytissasieutantenessasiale da kituation e a formational de la company de l



PUBLIÉ LE 15/10/2025 - MIS À JOUR LE 27/10/2025

Fortes tensions d'approvisionnement en rispéridone injectable : privilégiez le relais de traitement par palipéridone injectable

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ

MÉDICAMENTS

+ Voir toutes les produits