

PUBLIÉ LE 27/10/2025

Jinarc 15 mg, comprimé + Jinarc 45 mg, comprimé – [tolvaptan]

Tension d'approvisionnement 27/10/2025

DCI

tolvaptan

Indications

Jinarc est indiqué pour ralentir la progression du développement des kystes et de l'insuffisance rénale dans la polykystose rénale autosomique dominante (PKRAD) chez l'adulte atteint d'une maladie rénale chronique (MRC) de stade 1 à 4 à l'initiation du traitement, avec des signes d'évolution rapide de la maladie.

Laboratoire exploitant

Otsuka Pharmaceuticals France

Observations particulières

- Tension d'approvisionnement de la spécialité Jinarc 15 mg, comprimé + Jinarc 45 mg, comprimé
- Les autres spécialités Jinarc sont disponibles
- Remise à disposition normale indéterminée

Afin de sécuriser, autant que possible, la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les pharmaciens et les distributeurs de médicaments de santé publique 2016-41, publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016, et des dispositions des articles L. 5121-30 et L. 5121-31 du Code de Santé Publique, doivent être appliquées jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du territoire national.