

PUBLIÉ LE 18/11/2025

# Tibéral 1 g, solution injectable pour perfusion – [ornidazole]

Rupture de stock 05/11/2025

## DCI

ornidazole

## Indications

Tibéral 1 g, solution injectable pour perfusion est indiqué chez l'adulte et chez l'enfant dans le traitement antibactérien et antiparasitaire des infections suivantes lorsqu'elles sont dues à des germes connus pour être sensibles à l'ornidazole (voir rubrique 5.1) :

- traitement curatif des infections médicochirurgicales dues à bactéries anaérobies sensibles,
- traitement curatif des amibiases sévères de localisation intestinale ou hépatique,
- traitement préventif des infections dues à des bactéries anaérobies lors d'interventions chirurgicales.

L'utilisation d'ornidazole injectable est réservée aux patients pour lesquels l'administration par voie orale est impossible. Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

## Laboratoire exploitant

Serb SAS

## Observations particulières

- Situation à l'hôpital : rupture



Lettre d'information du laboratoire Serb à l'attention des professionnels de santé

- Tibéral 500 mg, solution injectable pour perfusion reste disponible pendant la durée de rupture du Tibéral 1 g, solution injectable pour perfusion
- Date de remise à disposition prévue : début mars 2026

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles de vente et l'exportation du médicament par les autorités compétentes, le laboratoire Serb a décidé de maintenir à disposition des professionnels de santé les produits Tibéral 500 mg, solution injectable pour perfusion jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.