

Fébuxostat 80 mg, comprimé pelliculé – [fébuxostat hémihydraté]

Tension d'approvisionnement 04/12/2025

DCI

Fébuxostat hémihydraté

Indications

- Fébuxostat est indiqué dans le traitement de l'hyperuricémie chronique dans les cas où un dépôt d'urate s'est déjà produit (incluant des antécédents ou la présence de tophus et/ou arthrite goutteuse).
- Fébuxostat est indiqué dans la prévention et le traitement de l'hyperuricémie, chez les patients adultes traités par chimiothérapie pour des hémopathies malignes et à risque intermédiaire ou à haut risque de syndrome de lyse tumorale (TLS)
- Fébuxostat est indiqué chez l'adulte.

Laboratoire exploitant

Tous les laboratoires

Observations particulières

- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingement quantitatif en ville et à l'hôpital
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville et à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les laboratoires exploitants sont soumises à la réglementation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en vertu de l'article L. 5121-30 et L. 5124-1 du Code de la Santé Publique, publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L. 5124-1 du Code de la Santé Publique, appliquées et respectées jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.

- Voir toutes les produits



PUBLIÉ LE 30/01/2026

Fébuxostat 80 mg (Adenuric et génériques) : recommandations pour l'ajustement des traitements

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ
MÉDICAMENTS

[+ Voir toutes les produits](#)